

Phosphorimager, room 142, Institute of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology,
University of Warsaw, (08122013, Roman Szczyński)

Excitation (lasers): 473, 532, 685, 635 (IP)

Emission Filter Name	Catalogue number	Wavelengths
509 DF12, custom	custom	503-515
LP/R715	28956406	713-726 (dane ze strony producenta, odpowiednich danych brak na filtrze, a nazwa na filtrze nie zgadza się z nazwą ze strony pod tym numerem katalogowym na stronie producenta)
IP	28956409	obrazowanie przy użyciu radioaktywności
LPB/Y510	28956410	>510
LPG/O575	28956411	>575
LPR/R665	28956412	>665
BPB1/530DF20	28956413	520-540; uwaga na stronie producenta pod tym numerem katalogowym podano zakres 515 – 545, jest on niezgodny z zapisem na filtrze.
BPG1/570DF20	28956414	560-580
BP/530DF20/R665	28956415	520-540, >665
BP/570DF20/R665	28956416	560-580, >665